

EDTA-Blut	EDTA-Plasma	EDTA-Plasma gefroren (pro Analyse 1 Röhrchen)
Blei	Clozapin	ACTH
Blutgruppenbestimmung (7,5 ml mit Namen und Geburtsdatum beschriftet)		ADH/Vasopressin (+ extra Serum für Osmolalität)
Ciclosporin	Spezial-Röhrchen	Ammoniak NH ₃
Coombstest - direkt und indirekt	Quantiferon Gold (Tbc)	Glucagon
Cytomegalie-Antigen pp65	Stuhl Spezial Röhrchen	Histamin
CMV-DNA (PCR)	iFOBT	Homocystein (Serum möglich)
EBV-DNA (PCR)	Calprotectin	Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)
Everolimus	Elastase	M2-PK
Faktor II*/ Faktor V Genmutation*	Citrat-Blut	Metanephrine, Normetanephrine, 3 Methoxytyramin
Glukose-6-phosphat-Dehydrogenase	D-Dimere (<4 h)	PTH - related Protein
Glutathion (gesamt, oxidiert, reduziert)	Global-Gerinnungstests	Renin
HbA1c	Fibrinogen	Citrat-Plasma gefroren
Hb-Elektrophorese	Thrombinzeit	Faktor II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII (Aktivität)
Hepatitis B DNA (PCR) (auch Serum mgl.)	ggf. Thrombozyten	Faktor Xa (mit Angabe der Medikation)
Hepatitis C RNA +/- Subtypisierung (Serum mgl.)	Serum lichtgeschützt	Antithrombin
Hepatitis D DNA (PCR) (auch Serum mgl.)	Bilirubin	APC-Resistenz
HIV-RNA (1 und 2) (7,5ml + 2,7ml)	Vitamin D3 25-OH	D-Dimere (>4 h)
HLA-Genotypisierungen*	Vitamin D3 1,25-OH	Faktor VIII Antigen
Humangenetische Untersuchungen*	Lithium-Heparin-Blut	Lupus-Antikoagulans
Kälteagglutinine	Aluminium (auch aus Serum mgl.)	Plasminogen Aktivator Inhibitor (PAI)
Met-Hämoglobin	Thrombophilie-Screening	Protein C, Protein S
MTHFR*	inkl F II/F V Genmutation*	von Willebrand Faktor
Quecksilber	Citratplasma gefr. 2x (je 3 ml)	Serum gefroren
Sirolimus	EDTA-Blut 2x 2,7 ml	Aldosteron
Tacrolimus	HIT-Diagnostik	alpha-Galaktosidase
Vitamin B1	Serum 1x	C1-Esterase
Vitamin B2	Citratplasma gefroren	C-Peptid
Vitamin B6	(mind. 4 ml)	Calcitonin
HLA-B27* (auch CPDA möglich)	EDTA-Blut 1x 2,7 ml	Gastrin
Lymphozytentypisierung (2 x 2,7ml)	Thrombozyten-Ak frei/geb.	N-MID Osteocalcin
(T-Helfer/Suppressor)	Serum 1x	ProGRP
	EDTA-Blut 3x 2,7 ml	Wachstumshormon (hGH)
		Vitamin C (mindestens 2 ml!)

Aldosteron/Renin Quotient

EDTA-Plasma gefroren 1x

Serum gefroren 1x

Urin angesäuert (24h Urin)

5-Hydroxy-Indolessigsäure (5-HIES)

Homovanillinsäure

Katecholamine

Metanephrine

Vanillinmandelsäure

Natrium-Fluorid-Plasma gefroren

Lactat

*Einverständniserklärung notwendig

Antiepileptika	Material:	Medikamente allgemein	Material:
Brivaracetam	Serum	Amiodaron	Serum
Carbamazepin	Serum	Benzodiazepine	Serum
Cenobamat	EDTA-Plasma gefroren	Bupropion	Serum gefroren
Eslicarbazepin	Serum	Ciclosporin A	EDTA-Blut
Ethosuximid	Serum	Clozapin	EDTA-Plasma
Gabapentin	Serum	Digitoxin	Serum
Lacosamid	Serum	Digoxin	Serum
Lamotrigin	Serum	Duloxetin	Serum
Levetiracetam	Serum	Escitalopram	Serum
Mesuximid	Serum	Everolimus	EDTA-Blut
Oxcarbazepin	Serum	Fentanyl	Serum
Perampanel	Serum	Gentamicin	Serum
Phenobarbital	Serum	Infliximab	Serum
Phenytoin	Serum	Lithium (Therapie)	Serum
Pregabalin	Serum	Lorazepam	Serum
Primidon	Serum	Metformin	Serum
Sultiam	Serum	Methylphenidat	Serum gefroren
Topiramat	Serum	Mirtazepin	Serum
Valproinsäure	Serum	Mycophenolat	Serum
Vigabatrin	Serum	Olanzapin	Serum
Zonisamid	Serum	Oxycodon	Serum
		Paracetamol	Serum
		Phenobarbital	Serum
		Quetiapin	Serum
		Risperidon	Serum
		Sertralin	Serum
		Sirolimus	EDTA-Blut
		Tacrolimus	EDTA-Blut
		Theophyllin	Serum
		Tramadol	Serum
		Vancomycin	Serum
		Venlafaxin	Serum