

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Chromatographie (Immunchromatographie (IC)) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
HCG Schnelltest (qualitativ)	Urin	Immunchromatographie	ja	nein	2014	-

Chromatographie (Gaschromatographie (GC)) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Freie Fettsäuren: Myristinsäure Palmitinsäure Stearinsäure Arachinsäure Behensäure Palmitoleinsäure Ölsäure Alpha-Linolensäure Eicosapentaensäure (EPA) Docosahexaensäure Linolsäure Gamma-Linolensäure Homo-gamma-Linolensäure Arachidonsäure (AA)	Serum	GC/FID	nein	ja	2014	-
EPA / AA Quotient	Serum	Berechnung	ja	nein	11/2023	11/2023

Untersuchungsart:**Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))** ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Katecholamine: Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin	Urin	HPLC/ECD	ja	nein	2014	-
VMS, 5-HIES, HVS	Urin	HPLC/ECD und UVD	ja	nein	2014	-
Vitamin B1 und B6	EDTA-Vollblut	HPLC/Floureszenzdetektion	ja	nein	2014	-
Aminosäuren: Alanin Alpha-Aminobuttersäure Arginin Asparagin Asparaginsäure Citrullin Glutamin Glutaminsäure Glycin Histidin Isoleucin Leucin Lysin Methionin Ornathin Phenylalanin Serin Taurin Threonin Tryptophan Tyrosin	Serum	HPLC/Floureszenzdetektion	nein	ja	2014	-
Freies und reduziertes Glutathion	EDTA-Vollblut	HPLC/Floureszenzdetektion	ja	nein	2018	-

Crosslinks: Desoxypyridinolin und Pyridinolin	Urin	HPLC/Floureszenzdetektion	ja	nein	2018	-
HbA1c	EDTA-Blut	HPLC/Floureszenzdetektion	ja	nein	2014	-
Vitamin A und E	Serum	HPLC/Floureszenzdetektion	ja	nein	01/2025	01/2025

Untersuchungsart:

Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus- Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Cyclosporin	EDTA-Vollblut	LCMS/MS	nein	ja	2014	-
Amiodaron, N- Desethylamiodaron	Serum	LCMS/MS	nein	ja	2014	-
Homocystein	EDTA-Plasma, Serum	LCMS/MS	nein	ja	2014	-
Tacrolimus	EDTA-Vollblut	LCMS/MS	nein	ja	2014	-
Levetiracetam	Serum	LCMS/MS	nein	ja	2014	-
Carbamazepin, Valproinsäure	Serum	LCMS/MS	nein	ja	2014	-
Ethylglucuronid	Urin	LCMS/MS	nein	ja	2014	-
Lamotrigin	Serum	LCMS/MS	nein	ja	2018	-
Clozapin und Norclozapin	EDTA-Plasma	LCMS/MS	nein	ja	2018	-
Pregnenolonsulfat	Serum	LCMS/MS	nein	ja	11/2016	-
Carnitin	Serum	LCMS/MS	nein	ja	10/2021	-
Östronsulfat	Serum	LCMS/MS	nein	ja	09/2021	-
Methylmalonsäure	Urin	LCMS/MS	nein	ja	11/2020	-
Reverses T3	Serum	LCMS/MS	nein	ja	07/2021	-
Pyruvat	NaF-Blut	LCMS/MS	nein	ja	07/2021	-
Trimethylamin N-Oxid (TMAO)	EDTA-Plasma	LCMS/MS	ja, modifiziert	ja, modifiziertes CE-Verfahren	11/2024	11/2024
Rilpivirin	Serum/ EDTA-Plasma	LCMS/MS	nein	ja	11/2024	11/2024
PAG	Serum	LCMS/MS	nein	ja	10/2024	10/2024

Untersuchungsart:**Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen)** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Kleines und großes Blutbild	EDTA-Blut, Citratblut	Impedanzmessung	ja	nein	07/2024	-
Retikulozyten	EDTA-Blut	Impedanzmessung	ja	nein	07/2024	-

Untersuchungsart:**Elektrochemische Untersuchungen** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Natrium	Serum, Urin, Dialysat	Potentiometrie	ja	nein	2014	-
Kalium	Serum, Urin, Dialysat	Potentiometrie	ja	nein	2014	-
Chlorid	Serum, Urin, Dialysat	Potentiometrie	ja	nein	2014	-
pH-Wert	Urin, Punktat	Potentiometrie	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:**Elektrophorese** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Datum der Aufnahme des Untersuchungsverfahrens (bzw. letzten Änerung des Verfahrens)	flexible Akkreditierung genutzt ab
Eiweißelektrophorese (Albumin, Alpha-1-Globulin, Alpha-2-Globulin, Beta-1-Globulin, Beta-2-Globulin, Gamma Globulin)	Serum	Kapillarelektrophorese	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:**Koagulometrie** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Datum der Aufnahme des Untersuchungsverfahrens (bzw. letzten Änderung des Verfahrens)	flexible Akkreditierung genutzt ab
Quick-Thromboplastinzeit (TPZ), Prothrombinzeit (PT), INR	Citratplasma	Koagulation	ja	nein	2014	-
Partielle Thromboplastinzeit (PTT)	Citratplasma	Koagulation	ja	nein	2014	-
Fibrinogen	Citratplasma	Koagulation	ja	nein	2014	-
Thrombinzeit (TZ), Plasma-Thrombinzeit (PTZ)	Citratplasma	Koagulation	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:**Ligandenassays** ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
NT-pro BNP	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
FT4	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
FT3	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
TSH	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
CEA	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
PSA	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
freies PSA	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Ferritin	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
CA 15-3	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
CA 19-9	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Testosteron (gesamt)	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Estradiol	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Progesteron	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Parathormon (intakt)	Serum, EDTA Plasma	ECLIA	ja	nein	2014	-

ß-HCG	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Prolaktin	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
DHEAS	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Osteocalcin	Serum, EDTA Plasma	ECLIA	ja	nein	2014	-
Vitamin B12	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Folsäure	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
CA-125	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Digoxin	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Digitoxin	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Alpha 1-Fetoprotein (AFP)	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
LH	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
FSH	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
SHBG	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Troponin T	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Cortisol	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Insulin	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Procalcitonin	Serum	ECLIA	ja	nein	04/2016	-
Aktives Vitamin B12 (HOLOTC)	Serum	ECLIA	ja	nein	01/2018	-
Kreatin-Kinase MB Masse	Serum	ECLIA	ja	nein	02/2023	02/2023
CA 72-4	Serum	ECLIA	ja	nein	08/2024	08/2024
Calprotectin	Stuhl	ELISA	ja	nein	01/2024	01/2024
Hämoglobin im Stuhl	Stuhl	ELISA	ja	nein	01/2024	01/2024
pankreatische Elastase	Stuhl	ELISA	ja	nein	01/2024	01/2024
25-Hydroxyvitamin D	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Renin/ARQ (Aldosteron Renin Quotient)	EDTA-Plasma	CLIA	ja	nein	2014	-
BAP (Knochenspezifische AP)	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Protein S-100B	Serum, Liquor	CLIA	ja	nein	2014	-
Neuron spezifische Enolase (NSE)	Serum, Liquor	CLIA	ja	nein	2014	-
Calcitonin	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Aldosteron	Serum, Urin	CLIA	ja	nein	2014	-
Vitamin D 1,25	Serum	CLIA	ja	nein	03/2017	-

M65 Cytokeratin 18 (CK 18)	Serum, Plasma	ELISA	nein	ja	2021	-
CCP-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	ja	nein	2014	-
M30 Cytokeratin 18 (Apoptosense)	Serum, Plasma	ELISA	nein	ja	2021	-
FGF-21	Serum, Plasma	ELISA	nein	ja	2021	-
FGF-19	Serum	ELISA	nein	ja	2021	-
Retinol bindendes Protein (RbP)	Urin	ELISA	nein	nein	2021	-
ACTH	EDTA-Plasma	CLIA	ja	nein	07/2018	07/2018
ELF-Score (Hyaluronsäure, PIIINP, TIMP-1)	Serum	CLIA	ja	nein	10/2023	10/2023
TNFα	Serum	ELISA	ja	nein	02/2022	02/2022
Thyreoglobulin	Serum	CLIA	ja	nein	12/2023	12/2023
Thyreoglobulin Wiederfindung	Serum	Berechnung	ja	nein	12/2023	12/2023
soluble liver Ag (SLA), liver / pancreas Ag (LP)	Serum	ELISA	ja	nein	12/2023	12/2023

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Urinsediment	Urin	Hellfeldmikroskopie (ohne Anfärbung)	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Kristalle	Punktat	Hellfeldmikroskopie (ohne Anfärbung)	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Spermiogramm (Zellzahl, Motilität, Morphologie)	Sperma	Hellfeldmikroskopie (ohne Anfärbung)/ Giemsaefärbung	WHO-Standard-Literatur-methode	nein	2014	-

Leukozytendifferenzierung	Punktat	Kammerzählung	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Leukozytendifferenzierung	Liquor	Kammerzählung	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Differentialblutbild	EDTA-Vollblut, Blutausstrich	mikroskopisch nach Giemsa-Färbung	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-

Untersuchungsart:

Osmometrie ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Osmolalität	Serum, Urin	Kryoskopie	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Urinstatus (Glucose, pH, Leukozyten, Nitrit, Eiweiß, Keton, Urobilinogen, Bilirubin, Blut und Dichte)	Urin	Trägergebundene biochemische Farbreaktion	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:

Sedimentationsuntersuchungen ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
-------------------	--------------------------------	----------------------	--------------	-------------------	---	------------------------------------

Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG), Blutkörperchensenkungs-Reaktion (BSR, BKS)	Citratblut	Erythrozytensedimentation	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
--	------------	---------------------------	----------------------------	------	------	---

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Zink	Serum	Flammen AAS	nein	ja	2014	-
Selen	Serum	Graphitrohr AAS	nein	ja	2014	-

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Myoglobin	Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-
Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT)	Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-
Coeruloplasmin	Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-
Beta-2-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrie	ja	nein	09/2019	-
Saures Alpha-1-Glycoprotein	Serum	Nephelometrie	ja	nein	05/2019	-
Alpha-1-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrie	ja	nein	07/2019	-
Alpha-2-Macroglobulin	Serum, Urin	Nephelometrie	ja	nein	03/2020	-
CRP high sensitive	Serum	Nephelometrie	ja	nein	11/2023	11/2023
Präalbumin	Serum	Nephelometrie	ja	nein	11/2024	11/2024

Untersuchungsart:

Spektrometrie (IR-Spektrometrie) ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Steinanalyse	Nierenstein, Gallenstein und Harnsteine	IR-Spektrometrie	ja	nein	03/2023	-

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
C-reaktives Protein	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Transferrin	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Eiweiß gesamt	Liquor, Urin	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Cystatin C	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Alpha-1-Antitrypsin	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Haptoglobin	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
β-2-Mikroglobulin	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2018	-
Amphetamine	Urin	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Barbiturate	Urin	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Benzodiazepine	Urin	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Cannabinoide	Urin	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Cocainmetabolite	Urin	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Opiate	Urin	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Lipoprotein (a)	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
D-Dimer	Citratplasma	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Hämoglobin	Stuhl	Immunturbidimetrie	ja	nein	05/2017	-
Löslicher Transferrin-Rezeptor	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	05/2021	-

Untersuchungsart:**Spektrometrie (UN-/VIS-Photometrie)** ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Alkalische Phosphatase (AP)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Alpha-Amylase	Serum, Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
Bilirubin (gesamt, neonatal)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Calcium	Serum, Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
Calcium Albumin korrigiert	Serum	Berechnung	ja	nein	07/2023	07/2023
Cholinesterase (CHE)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Cholesterin gesamt	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Kreatinkinase MB (CKMB)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Kreatinkinase gesamt (CK)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Kreatinin (enzymatisch)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Kreatinin Clearance	Serum	Berechnung	ja	nein	2014	-
Eisen	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Eiweiß gesamt	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Glutamat-Dehydrogenase (GLDH)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Glukose	Serum, Na-F Plasma, Urin, Liquor	Photometrie	ja	nein	2014	-
GOT (AST)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
GPT (ALT)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
gamma-GT (GGT)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Harnstoff, Harnstoff-N	Serum, Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
alpha-HBDH	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Harnsäure	Serum, Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
Laktatdehydrogenase (LDH)	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Lipase	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Magnesium	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-

Phosphat, anorganisch	Serum, Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
Triglyceride	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Kreatinin (Jaffé)	Serum, Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
Bilirubin direkt	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
HDL-Cholesterin	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Non-HDL-C	Serum	Berechnung	ja	nein	2014	04/2021
Albumin	Serum	Photometrie	ja	nein	05/2021	-
Albumin	Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
LDL-Cholesterin	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Ethanol, Äthylalkohol	Serum, Urin	Photometrie	ja	nein	2014	-
Ammoniak	EDTA-Plasma	Photometrie	ja	nein	2014	-
Bicarbonat	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Pankreasamylase	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Laktat	Na-F Plasma, Liquor	Photometrie	ja	nein	2014	-
Lithium	Serum	Photometrie	ja	nein	2014	-
Faktor VIII	Citratplasma	Photometrie	ja	nein	2018	-
Blutsenkungsgeschwindigkeit	EDTA-Vollblut	Durchflussanalyse auf photometrischer Basis	ja	nein	2014	-
Hämoglobin	EDTA-Blut	Photometrie	ja	nein	07/2024	07/2024
Met-Hämoglobin	EDTA-Blut	Photometrie	nein	ja	2014	-
Faktor XIII	Citratplasma	Photometrie	ja	nein	07/2018	07/2018

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (Partikeleigenschaftsbestimmungen) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
CD19+ B-Zellen,	EDTA-Vollblut	FACS	nein	ja	08/2021	-
CD3+/CD20+ T-Zellen	EDTA-Vollblut	FACS	nein	ja	08/2021	-

Untersuchungsart:
Elektrophorese ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Immunfixation (monoklonale Proteine), Gammopathien qualitativ	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	ja	nein	2014	-
Oligoklonale Banden (Monoklonales IgG)	Liquor, Serum	Isoelektrische Fokussierung mit anschließender Immunfixation	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:
Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Immunglobulin E (IgE)	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen Thyreoglobulin (Anti-Tg)	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen Thyreoidale Peroxidase (Anti-TPO)	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Spezifische IgE (Gruppen-/ Einzelallergene)	Serum	FEIA	ja	nein	2014	-
Anti-Gewebstransglutaminase	Serum	FEIA	ja	nein	2014	-
Anti-Gliadin (IgA, IgG)	Serum	FEIA	ja	nein	2014	-
Anti-Cardiolipin (IgM, IgG)	Serum	FEIA	ja	nein	2014	-

ENA-Antikörper gegen exrahierbare nukleäre Antigene (IgG)	Serum	FEIA	ja	nein	08/2018	-
Tryptase	Serum	FEIA	ja	nein	07/2022	07/2022
β2-Glykoprotein IgG und IgM	Serum	FEIA	ja	nein	12/2024	12/2024
Autoantikörper gegen doppelsträngige, native DNS	Serum	ELISA	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen TSH Rezeptor (TRAK)	Serum	ELISA	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen LKM1	Serum	ELISA	ja	nein	2014	-
AMA M2	Serum	FEIA	ja	nein	12/2024	12/2024

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Antinucleäre Autoantikörper (ANA)	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen Mitochondrien (AMA)	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen glatte Muskulatur (ASMA, GMA, AKTIN)	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen neutrophile Granulozyten (ANCA)	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen Ribosomen	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	2014	-

Autoantikörper gegen Liver Kidney Mikrosomen (LKM)	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	2014	-
Autoantikörper gegen Parietalzellen (PCA)	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	2014	-
Endomysium IgA	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	06/2019	-
Endomysium IgG	Serum	Immunfluoreszenz (IFT)	ja	nein	12/2023	12/2023

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
IgG (Reiber Schema)	Liquor, Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-
Albumin (Reiber Schema)	Liquor, Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-
IgM (Reiber Schema)	Liquor, Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-
IgG4 Subklasse	Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Immunglobulin A (IgA)	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Immunglobulin G (IgG)	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Immunglobulin M (IgM)	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Rheumafaktor	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Komplement C4	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-

Komplement C3	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-
Kappa-, Lambda-Leichtketten	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-

Untersuchungsgebiet: Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
HLA-B-27-Allel	EDTA-, CPDA-Blut	PCR, fest-flüssig Hybridisierung	ja	nein	2014	-

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Escherichia coli	Kulturoisolate	Latexagglutination	ja	nein	2014	-
Legionella spp.	Kulturoisolate	Latexagglutination	ja	nein	2014	-
Salmonella spp.	Kulturoisolate	Latexagglutination	ja	nein	2014	-
Shigella spp.	Kulturoisolate	Latexagglutination	ja	nein	2014	-
Staphylococcus aureus	Kulturoisolate	Latexagglutination	ja	nein	2014	-
Streptococcus spp.	Kulturoisolate	Latexagglutination	ja	nein	2014	-
Yersinia spp.	Kulturoisolate	Latexagglutination	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:**Empfindlichkeitstestung von Bakterien und Pilzen** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Bakterien	Bakterienisolate (Kulturmateriail)	Agardiffusion	ja	nein	2014	-
Bakterien	Bakterienisolate (Kulturmateriail)	Double Disc Synergy/ Diffusion Test	ja	nein	2014	-
Bakterien	Bakterienisolate (Kulturmateriail)	Bouillondilutionsverfahren als Break-Point, teilmechanisiert, Mikrotiterplatten, photometrische Endpunktmessung	ja	nein	2014	-
Bakterien	Bakterienisolate (Kulturmateriail)	MHK-Bestimmung mittels E-Test	ja	nein	2014	-
Sprosspilze	Sprosspilzisolate (Kulturmateriail)	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:**Ligandenassays** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Giardia lamblia-Antigen	Stuhl	EIA	ja	nein	2014	-
Entamoeba histolytica-Antigen	Stuhl	EIA	ja	nein	2014	-
Cryptosporidium parvum-Antigen	Stuhl	EIA	ja	nein	2014	-

Clostridium difficile-Toxin A/B	Stuhl, Kulturmateri	CLIA	ja	nein	2014	-
Clostridium difficile-Toxin GDH Antigen	Stuhl, Kulturmateri	CLIA	ja	nein	2014	-
Borrelia burgdorferi-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Borrelia burgdorferi-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Toxoplasma gondii-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Toxoplasma gondii-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Borrelia burgdorferi IgG-/IgM-Antikörper	Serum, Liquor	Line-Blot	ja	nein	2014	-
Borrelia burgdorferi IgG/IgM Antikörperindex (Neuroborreliose)	Serum, Liquor	ELISA	ja	nein	2014	-
Treponema pallidum ssp. (Syphilis Antikörper)	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	ja	nein	05/2019	-
Treponema pallidum IgG und IgM Blot	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Line-Blot	ja	nein	05/2019	-
Mycoplasmen IgG und IgM Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	05/2021	-
Chlamydien IgG, IgA Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	05/2025	05/2025

Untersuchungsart:

Keimdifferenzierung/-identifizierung/ spezifizierung ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
aerobe und anaerobe Bakterien	Kulturmateri	biochemisch orientierende Verfahren: z.B. Oxidase, Katalase, KOH-Probe	ja	nein	2014	-

aerobe Bakterien	Kulturmateriail	biochemisch einfache Verfahren: z.B. Kligler, Clumping-Faktor, Indol, Hippurat, chromogene Nährmedien	ja	nein	2014	-
aerobe Bakterien	Kulturmateriail	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	ja	nein	2014	-
anaerobe Bakterien	Kulturmateriail	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe)	ja	nein	2014	-
Sprosspilze	Kulturmateriail	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe), chromogene Nährmedien	ja	nein	2014	-
Bakterien, Hefen und Pilze	Kulturmateriail (Primärkulturen und Isolate)	massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Aktinomyzeten	Abstriche, Abszesseiter, Biopsate, Sekrete aus dem Respirationstrakt, Blutkulturen	Anzucht auf Universalnährböden, in aerober, CO ₂ -angereicherter und anaerober Atmosphäre, Anreicherungsverfahren	entfällt	entfällt	2014	-
Campylobacter	Stuhl, Abstriche, Blutkulturen	Anzucht auf Selektivnährboden, in mikroaerophiler Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-

Corynebacterium spp.	Abstriche, Punktate, Sekrete, Biopsate, Blutkulturen, Urin, Liquor, intraoperatives Material	Anzucht auf Universalnährböden in aerober und CO2-angereicherter Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Enterobacteriaceae	Abstriche, Punktate, Sekrete, Biopsate, Blutkulturen, Urin, Stuhl, Liquor, intraoperatives Material	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden, in aerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Enteropathogene Escherichia coli	Stuhl, Rektalasbtriche, Biopsate	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden, in aerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Gardnerella, Lactobacillus spp. und Erysipelothrix rhusiopathiae	Genitalabstriche, intraoperatives Material, Punktate, Biopsate, Blutkultur	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden, in aerober, CO2-angereicherter und anaerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Haemophilus und HACEK-Gruppe	Sekrete aus dem Respirationstrakt, Abstriche, Blutkulturen, Liquor, Biopsate, Punktate, intraoperatives Material	Anzucht auf Universalnährböden in aerober und CO2-angereicherter Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Legionellen	Sekrete aus dem Respirationstrakt	Anzucht auf Selektivnährböden, in aerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Listerien	Abstriche, Stuhl, Liquor, Blutkulturen	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden, in aerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Mycoplasma, Ureaplasma	Abstriche, intraoperatives Material, Punktate, Urin	Anzucht in auf Selektivnährboden, in anaerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Neisseria spp. und Moraxella spp.	Abstriche, Sekrete, Biopsate, Punktate, intraoperatives Material, Blutkulturen, Liquor, Urin	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden, in aerober, CO2-angereicherter und anaerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-

Pseudomonaden und andere Nonfermentern	Abstriche, Punktate, Sekrete, Biopsate, Blutkulturen, Urin, Stuhl, Liquor, intraoperatives Material	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden, in aerober Atmosphäre, bei verschiedenen Temperaturen	entfällt	entfällt	2014	-
Staphylokokken	Abstriche, Punktate, Biopsate, intraoperatives Material, Blutkulturen, Liquor, Urin, Stuhl	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden (Chromagar), in aerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Streptokokken, Enterokokken	Abstriche, Sekrete, Punktate, Biopsate, intraoperatives Material, Blutkulturen, Liquor, Urin	Anzucht auf Universal- und Selektivnährböden, in aerober, CO ₂ -angereicherter und anaerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Yersinien, enteropathogen	Stuhl, Rektalasbtriche, Biopsate, Blut	Anzucht auf Selektivnährmedien, in aerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Dermatophyten	Nägel, Hautschuppen, Haare	Anzucht auf Selektivnährböden, in aerober Atmosphäre	entfällt	entfällt	2014	-
Sprosspilze und Schimmelpilze	Abstriche, Punktate, Sekrete, Biopsate, Blutkulturen, Liquor, Urin, intraoperatives Material, Stuhl	Anzucht auf Selektivnährböden, in aerober Atmosphäre, bei verschiedenen Temperaturen	entfällt	entfällt	2014	-
aerobe Bakterien, Pilze	Urin, Eintauchnährböden	Anzucht auf Selektiv- und Universalnährböden, Bakterienwachstumsteste, Keimzahlbestimmung (Oberflächenverfahren)	entfällt	entfällt	2014	-
aerobe Bakterien, Pilze	Stuhl	Anzucht auf Selektiv- und Universalnährböden, Anreicherungsverfahren	entfällt	entfällt	2014	-

aerobe und anaerobe Bakterien, Pilze	Abstriche (z.B. aus dem oberen Respirationstrakt, Genital- und (peri) Analbereich, von der Körperoberfläche, Auge, Wunde, intraoperativ) extravasale Flüssigkeiten (z.B. Sekrete des oberen und unteren Respirations-trakt - BAL, Trachealsekret -, Punktate, Liquor), Gewebe, Biopsate, Knochenmark, Sperma, Fruchtwasser, venöse- und arterielle Katheter, Tubus- und Drainagespitzen, sonstige	Anzucht auf Universal-und Selektivnährböden, in aerober, CO2-angereicherter, mikroaerophiler und anaerober Atmosphäre, bei verschiedenen Temperaturen, unter Zusatz von enthemmenden Substanzen, Anreicherungsverfahren, Keimzahlbestimmung (Oberflächenverfahren)	entfällt	entfällt	2014	-
aerobe und anaerobe Bakterien, Pilze	Blut (ggf. nach Aufbereitung, z.B. Eigenblut, Plasma, Erythrozyten- und Thrombozytenderivate) , Dialysat	Anzucht auf Universalnährmedien, in aerober, CO2-angereicherter und anaerober Atmosphäre, Anreicherungsverfahren	entfällt	entfällt	2014	-
aerobe und anaerobe Bakterien, Pilze	Vollblut, Knochenmark, Punktate, Liquor; Dialysat	Anzucht im teilmechanisierten Blutkultursystem	entfällt	entfällt	2014	-

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten	flexible Akkreditierung genutzt ab
Bakterien, Pilze	Kulturmateriel	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-

Bakterien, Pilze	Abstriche, Sekrete, Punktate, intraoperatives Material, Biopsate, Blutkulturen, Liquor	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Mykobakterien	Abstriche, Sekrete, Punktate, intraoperatives Material, Biopsate, Liquor, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen (Ziehl-Neelsen-Färbung)	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Mykoplasma, Ureaplasma	Kulturplatten	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung (Plattenmikroskopie)	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Ektoparasiten	(Teile von) Parasiten	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Endoparasiten	Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie, Färbung mit Lugol'scher Lösung nach Voranreicherung mittels Zytozentrifugation, Zellzählung in Zählkammer	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Malariaparasiten	Vollblut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen (Giemsa-Färbung)	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Parasiten	Urin, Zysteninhalt	Hellfeldmikroskopie, ungefärbt	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Trichomonaden	Genitalabstrich, Urin	Giemsa-Färbung	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Wurmeier	Anal-Klebestreifen	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-
Dermatophyten und Schimmelpilze	Haut, Haar, Nägel, Kulturmaterial	Hellfeld- und Fluoreszenzmikroskopie, ungefärbt (nach KOH-Aufbereitung), nach Anfärbung mittels Farbstoffen	Standard-Literatur-methode	nein	2014	-

Untersuchungsart:**Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens	flexible Akkreditierung
Chlamydia trachomatis-DNA	Abstrich, Urin	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	2014	-
Bordetella pertussis-/ Bordetella parapertussis-/ Bordetella holmesii-DNA	Nasen-/ Rachenabstrich	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	12/2022	12/2022
Mycoplasma pneumoniae	Nasen-/ Rachenabstrich	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	12/2024	12/2024
Chlamydomphila pneumoniae	Nasen-/ Rachenabstrich	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	12/2024	12/2024
Legionella pneumophila	Nasen-/ Rachenabstrich	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	12/2024	12/2024

Untersuchungsart:**Spektrometrie (Nephelometrie)** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Anti-Streptodornase B	Serum	Nephelometrie	ja	nein	2014	-

Untersuchungsart:**Spektrometrie (Turbidimetrie)** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt ab
Anti-Streptolysin-O (ASL)	Serum	Turbidimetrie	ja	nein	2014	-

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten Geltungsbereich	flexible Akkreditierung genutzt
Rotavirus-Antigen	Stuhl	CLIA	ja	nein	2014	-
Adenovirus-Antigen	Stuhl	CLIA	ja	nein	2014	-
Norovirus-Antigen	Stuhl	EIA	ja	nein	2014	-
Anti-HBc-Antikörper	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Anti-HBc-IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Anti-HBs-Antikörper	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Anti-HAV-gesamt-Antikörper	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Anti-HAV-IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	ja	nein	2014	-
Anti-HCV-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	ja	nein	2014	-
Anti-HIV-1-Antikörper, Anti-HIV-2-Antikörper, HIV-1 p24-Antigen	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	ja	nein	2014	-
HBsAg	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA, Bestätigungstest	ja	nein	2014	-
Röteln-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Röteln-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Cytomegalievirus-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Cytomegalievirus-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
EBV-EBNA-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
EBV-VCA-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
EBV-VCA-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-

EBV-EA-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Varizella Zoster-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
Varizella Zoster-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	2014	-
FSME-IgG-Antikörper	Serum, Liquor	ELISA	ja	nein	2014	-
FSME-IgM-Antikörper	Serum	ELISA	ja	nein	2014	-
Masern-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	12/2016	-
Masern-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	12/2016	-
Mumps IgG und IgM Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	05/2021	-
Parvovirus B19-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	12/2016	-
Parvovirus B19-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	12/2016	-
Anti-HCV-IgG-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Line-Blot	ja	nein	12/2016	-
Anti-HIV-1-IgG-Antikörper, Anti-HIV-2-IgG-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Line-Blot	ja	nein	12/2016	-
Anti-SARS-CoV-2 S1/S2 IgG - Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	05/2020	-
Anti-HDV-Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	12/2023	12/2023
Anti-HEV IgG und IgM Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	12/2023	12/2023
Anti-HSV 1/2 IgG und IgM Antikörper	Serum	CLIA	ja	nein	11/2024	11/2024
HSV-IgG1/2 Antikörper Index	Serum, Liquor	ELISA	ja	nein	11/2024	11/2024
VZG-IgG Antikörper Index	Serum, Liquor	ELISA	ja	nein	11/2024	11/2024

Untersuchungsart:**Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)** ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens	flexible Akkreditierung
HI-Virus (HIV-1, HIV-2)	Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	2014	-
Hepatitis B-Virus (HBV)	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	2014	-
Hepatitis C-Virus (HCV)	Citrat-Plasma, EDTA-Plasma, Serum	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	2014	-
Hepatitis A-Virus (HAV)	Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	2018	-
Parvovirus-B19	Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	2018	-
Hepatitis E-Virus (HEV)	Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	05/2020	-
Influenza A-, B-Virus	Abstriche, Rachenspülflüssigkeit, BAL, Sputum	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	2009	-
Respiratory-Syncytial-Viren	Abstriche, Rachenspülflüssigkeit, BAL, Sputum	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	07/2023	07/2023
Corona-Virus SARS CoV-2	Abstriche oder Tracheal-/Bronchialsekret	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	03/2020	-
Humane Papilloma-Viren (HPV)	Abstriche	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	01/2020	-
Hepatitis E-Virus (HEV)	EDTA-Plasma, Serum	Real-time PCR, Fluoreszenzsonden	ja	nein	06/2022	06/2022

Untersuchungsgebiet: Immunhämatologie**Untersuchungsart:****Agglutinationsteste [Flex B]**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	Aufnahme des Untersuchungs-verfahrens in akkreditierten	flexible Akkreditierung genutzt
Blutgruppe im ABO-System und Rhesusfaktor (automatisiert)	EDTA-Blut, Vollblut	Hämagglutination	ja	nein	2014	-
Rhesusuntergruppen (automatisiert)	EDTA-Blut, Vollblut	Hämagglutination	ja	nein	04/2022	04/2022
Direkter und Indirekter Coombstest (automatisiert)	EDTA-Blut, Vollblut	Hämagglutination	ja	nein	2014	-
Blutgruppen im ABO-System, Rhesusfaktor	EDTA-Blut, Vollblut	Hämagglutination	ja	nein	2014	-
Blutgruppen Antigenbestimmung	EDTA-Blut, Vollblut	Hämagglutination	ja	nein	2022	-
Antikörpersuchtest und Identifizierung irreguläre Antikörper (indirekter Coombstest), Antikörper-Titer, Direkter Coombstest	EDTA-Blut, EDTA-Plasma, Vollblut	Hämagglutination	ja	nein	2014	-